

IDA-6 Analizador de Dispositivos de Infusión



El futuro de las pruebas biomédicas está aquí: presentamos el revolucionario Analizador de Dispositivos de Infusión IDA-6, habilitado con el software de automatización de flujo de trabajo OneQA™ para simplificar el proceso de pruebas biomédicas.

El IDA-6 es 100 veces más rápido que el IDA-5 y, con acceso a nuestro software OneQA patentado a bordo, la prueba y documentación de resultados son completamente automatizadas, ahorrándote tiempo valioso y aumentando la precisión. OneQA permite a los usuarios personalizar procedimientos predefinidos en el IDA-6, y los resultados se guardan automáticamente en el dispositivo con la opción de sincronización simultánea con tu PC. Completar tus mantenimientos preventivos se ha simplificado con nuestra interfaz de usuario intuitiva.

El IDA-6 viene integrado con el software OneQA. El poder de OneQA proporciona automatización del flujo de trabajo para simplificar el proceso de pruebas biomédicas. Los usuarios pueden personalizar procedimientos predefinidos en el IDA-6, y los resultados se guardan automáticamente en el dispositivo con la opción de sincronización simultánea con tu PC. La interfaz de usuario intuitiva empodera a todos los niveles de un equipo biomédico para estandarizar y optimizar la integración de informes, reduciendo errores humanos. Además, es portátil para un transporte sin esfuerzo.

Características Clave:

- Automatización del flujo de trabajo habilitada por OneQA simplifica las pruebas, mejorando precisión y eficiencia.
- Lecturas estables de bajo flujo 100 veces más rápidas que el IDA-5.
- Tecnología IntelliPump™ ofrece pruebas sin desorden con un sistema de recirculación de agua.
- No se requiere purgado entre pruebas ni repurgado después de la configuración inicial.
- Prueba de hasta cuatro bombas de infusión simultáneamente.

- Diseño modular que permite flexibilidad; los usuarios pueden agregar canales adicionales según sea necesario.
- Canales extraíbles simplifican el proceso de calibración y eliminan tiempos de inactividad.
- Cumple totalmente con la norma IEC60601-2-24.
- Cumple o supera la precisión de bajo flujo de la mayoría de los fabricantes originales.
- Resolución mejorada en 60 veces en comparación con el IDA-5.
- Precisión 100 veces mayor en flujo y volumen en comparación con el IDA-5.
- Personaliza fácil y rápidamente procedimientos de prueba predefinidos para cualquier dispositivo de infusión.
- Capacidad inalámbrica que te permite ejecutar procedimientos de prueba en el campo y sincronizar automáticamente los resultados.
- Pantalla táctil grande de 10" con una interfaz de usuario intuitiva.
- Capacidad para cargar imágenes, instrucciones y texto en los procedimientos.
- Red de soporte global para ayudar a los clientes en cualquier lugar y en cualquier momento.
- Resultados inmediatos con tan poco como < 0.0003 mL.
- Verifica la funcionalidad de PCA, bolo y oclusión.

Tecnología Innovadora de Pruebas de Bombas de Infusión

Experimenta el futuro de las pruebas de bombas de infusión con nuestro Analizador de Dispositivos de Infusión IDA-6 de próxima generación. Este dispositivo de alta tecnología ofrece personalización y conveniencia sin complicaciones.



Es revolucionario.

El Analizador de Dispositivos de Infusión IDA-6 está a la vanguardia de una nueva era de innovación en la industria de pruebas de dispositivos médicos. El dispositivo es el primer dispositivo de Fluke Biomedical habilitado para OneQA. Ahora puedes prescindir de la computadora portátil y realizar pruebas automatizadas directamente desde el IDA-6. El IDA-6 es compatible con el modo sin conexión, lo que te permite realizar pruebas sin estar conectado a Internet. Cuando estás conectado, el IDA-6 sincronizará automáticamente los resultados de las pruebas con tu PC, facilitando la integración de informes de prueba en tu CMMS, mejorando la trazabilidad y estandarizando tus procedimientos de prueba para reducir errores humanos.

Es fácil.

La facilidad de uso es una característica clave del IDA-6. Escuchamos los desafíos que enfrentas al realizar pruebas de bombas de infusión y desarrollamos la Tecnología IntelliPump™ para el Analizador de Dispositivos de Infusión IDA-6 en respuesta. Esta tecnología permite a los usuarios recircular agua durante las pruebas sin necesidad de purgado, eliminando dolores de cabeza innecesarios y complejidades. Esta función, combinada con nuestro software de automatización de flujo de trabajo fácil de usar y una interfaz de usuario intuitiva, facilita aún más la configuración y realización de pruebas completas en minutos.

Es eficiente.

Diseñado con capacidades de ahorro de tiempo, el IDA-6 está diseñado pensando en la flexibilidad. El diseño modular proporciona más versatilidad, permitiendo que cada canal individual se retire para servicio o calibración. Esto elimina tiempos de inactividad durante el proceso de prueba, lo que significa que ya no es necesario enviar un analizador completo para mantenimiento. En cambio, cuando un canal necesita calibración o mantenimiento, los canales restantes pueden continuar funcionando sin interrupciones.

Es esencial.

El IDA-6 lleva las pruebas de dispositivos médicos a un nuevo nivel de facilidad y conveniencia. Las pruebas no tienen por qué ser exigentes. Nuestra tecnología simplifica la tarea de manera eficiente y precisa, para que tú y tu organización puedan centrarse en lo que hacen mejor: proteger vidas. Nuestros productos han sido confiados por profesionales biomédicos en todo el mundo cuando se trata de pruebas de bombas de infusión durante décadas. Lleva la facilidad y potencia del Analizador de Dispositivos de Infusión IDA-6 a tu organización hoy.



3-3433818



Av. Beni, C/ Mururé, 2055.
Santa Cruz, Bolivia.



HELIOS